

Su Soğutma Üniteleri

Tecrübemiz

Sektörde 20 yıla yakın üretim tecrübesi olan firmamız uzmanlığını Laboratuvar tipi soğutucular ve yüksek teknoloji cihazlara yardımcı soğutucu cihazları üzerinde geliştirmiştir.

Amaca yönelik özel cihazlar üretilebildiği gibi kullanıcıların yaygın olarak kullandığı standart cihazlar da seri olarak üretilebilmektedir.

Chiller Üniteleri Hakkında

Soğutucu gaz kullanarak sıvıları soğutur ve devirdaim pompası ile başka bir cihaza soğuttuğu sıvıyı pompalar
Çiller cihazları hava soğutmalı ve su soğutmalı olarak ikiye ayrılır
Hava soğutmalı,soğutucu gazı ortam havasını kullanarak soğutur
Su soğutmalı,soğutucu gazı su kullanarak soğutur
Laboratuvar ölçekli mobil ve sabit modellerde üretimi yapılmaktadır



THS-500

Kullanıldığı Alanlar

- Genellikle Yardımcı Cihaz Olarak Kullanılır.
- Yüksek Teknoloji Ölçüm Cihazlarının Işık Kaynaklarının Soğutulması
- Yarı iletken ve frekans jeneratörlerinin soğutulması.
- ICP-MS Cihazları, X-Ray Cihazları ve Difraktometreler
- Rotary Evaporatörler, Distilasyon Üniteleri, Geri Soğutucular
- Ortam Sıcaklığının Altındaki Sıcaklık Uygulamalarında



THS-80



THS-40